

### **3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА COVID-19**

**Жидкости Для Тела/Ванная Комната/  
Высокие Сенсорные Поверхности**

**используй: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ  
5,25-6,25%**

**4 чайные ложки ОТБЕЛИВАТЕЛЯ  
1 ЛИТР прохладной воды**

**время контакта 1-2 минуты**

### **3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА COVID-19**

**Жидкости Для Тела/Ванная Комната/  
Высокие Сенсорные Поверхности**

**используй: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ  
5,25-6,25%**

**4 чайные ложки ОТБЕЛИВАТЕЛЯ  
1 ЛИТР прохладной воды**

**время контакта 1-2 минуты**

### **3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА COVID-19**

**Жидкости Для Тела/Ванная Комната/  
Высокие Сенсорные Поверхности**

**используй: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ  
5,25-6,25%**

**4 чайные ложки ОТБЕЛИВАТЕЛЯ  
1 ЛИТР прохладной воды**

**время контакта 1-2 минуты**

### **3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА COVID-19**

Жидкости Для Тела/Ванная Комната/  
Высокие Сенсорные Поверхности

**используй: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ**

**5,25-6,25%**

**5 столовых ложек (1/3 стакана)**

**ОТБЕЛИВАТЕЛЬ**

**1 ГАЛЛОН прохладной воды**

Время контакта 1-2 минуты

### **3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА COVID-19**

Жидкости Для Тела/Ванная Комната/  
Высокие Сенсорные Поверхности

**используй: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ**

**5,25-6,25%**

**5 столовых ложек (1/3 стакана)**

**ОТБЕЛИВАТЕЛЬ**

**1 ГАЛЛОН прохладной воды**

Время контакта 1-2 минуты

### **3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА COVID-19**

Жидкости Для Тела/Ванная Комната/  
Высокие Сенсорные Поверхности

**используй: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ**

**5,25-6,25%**

**5 столовых ложек (1/3 стакана)**

**ОТБЕЛИВАТЕЛЬ**

**1 ГАЛЛОН прохладной воды**

Время контакта 1-2 минуты