

3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА COVID-19

**Жидкости Для Тела/Ванная Комната/
Высокие Сенсорные Поверхности**

**используй: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ
7,25-8,3%**

**1 столовых ложек ОТБЕЛИВАТЕЛЯ
1 ЛИТР прохладной воды**

время контакта 1-2 минуты

3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА COVID-19

**Жидкости Для Тела/Ванная Комната/
Высокие Сенсорные Поверхности**

**используй: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ
7,25-8,3%**

**1 столовых ложек ОТБЕЛИВАТЕЛЯ
1 ЛИТР прохладной воды**

время контакта 1-2 минуты

3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА COVID-19

**Жидкости Для Тела/Ванная Комната/
Высокие Сенсорные Поверхности**

**используй: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ
7,25-8,3%**

**1 столовых ложек ОТБЕЛИВАТЕЛЯ
1 ЛИТР прохладной воды**

время контакта 1-2 минуты

3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА COVID-19

Жидкости Для Тела/Ванная Комната/
Высокие Сенсорные Поверхности

используй: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ

7,25-8,3%

4 столовые ложки (¼ стакана)

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

1 ГАЛЛОН прохладной воды

Время контакта 1-2 минуты

3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА COVID-19

Жидкости Для Тела/Ванная Комната/
Высокие Сенсорные Поверхности

используй: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ

7,25-8,3%

4 столовые ложки (¼ стакана)

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

1 ГАЛЛОН прохладной воды

Время контакта 1-2 минуты

3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА COVID-19

Жидкости Для Тела/Ванная Комната/
Высокие Сенсорные Поверхности

используй: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ

7,25-8,3%

4 столовые ложки (¼ стакана)

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

1 ГАЛЛОН прохладной воды

Время контакта 1-2 минуты